



品名

氢化可的松溶液

/

货号: RA-23



产品基本信息

规格: 10mL
外观: 透明澄清液体, 无色至淡黄色
储存条件: 2-8°C
浓度: 1mg/ml
运输方式: 冰袋运输
有效期: -20°C保存1年

产品介绍

氢化可的松 (Hydrocortisone) 是一种常用的糖皮质激素类药物, 具有抗炎、抗过敏和免疫抑制作用, 广泛应用于科研和临床。

应用领域

注意事项

- 1: 细胞培养: 促进某些细胞类型的增殖与分化 (如: 皮质细胞、肝细胞、肾上腺细胞、乳腺上皮细胞等);
- 2: 类器官培养添加因子: 如用于乳腺/肺泡类器官培养体系中;
- 3: 激素信号通路研究: 如GR (Glucocorticoid Receptor) 通路研究;
- 4: 抗炎反应模型建立;
- 5: 推荐工作浓度: 50-200 nM (即约18.1-72.4 ng/mL)。

CONTACT US



021-31151816



www.yzfbio.com



techsupport@yzfbio.com



上海市宝山区园丰路69号2号楼



微信公众号